


BUCK

manufactured by
EMOS Technology GmbH

Flexibles Naso-Pharyngo-Laryngoskop Flexible Naso-Pharyngo-Laryngoscope



EMOS Technology GmbH
Gewerbestr. 10
D-88636 Illmensee

fon +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 0
fax +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 55

E-Mail: info@emostechnology.com
www.emostechnology.com

Flexibles Naso-Pharyngo-Laryngoskop Flexible Naso-Pharyngo-Laryngoscope



Technische Daten Technical Data

ohne Arbeitskanal
without working channel

Artikel Nr.	/ Item no.	FNS2200*	FNS2800*	FNS3200*	FNS3400*
Einführschlauch	/ Insertion tube	Ø 2.2 mm	Ø 2.8 mm	Ø 3.2 mm	Ø 3.4 mm
Nutzlänge	/ Working length	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Öffnungswinkel	/ Field of view	85°	85°	85°	85°
Abwinklung auf/ab/	Angulation up/down	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Arbeitskanal	/ Working channel	-	-	-	-
Bildpunkte	/ Pixel	6.500	18.000	18.000	18.000
Tiefenschärfe	/ Field of depth	3 - 50 mm	3 - 50 mm	3 - 50 mm	3 - 50 mm

mit Arbeitskanal
with working channel

Artikel Nr.	/ Item no.	FNS2812*	FNS3814*	FNS3814**
Einführschlauch	/ Insertion tube	Ø 2.8 mm	Ø 3.8 mm	Ø 3.8 mm
Nutzlänge	/ Working length	300 mm	300 mm	600 mm
Öffnungswinkel	/ Field of view	88°	85°	85°
Abwinklung auf/ab/	Angulation up/down	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Arbeitskanal	/ Working channel	Ø 1.2 mm	Ø 1.4 mm	Ø 1.4 mm
Bildpunkte	/ Pixel	6.500	14.000	14.000
Tiefenschärfe	/ Field of depth	3 - 50 mm	3 - 50 mm	3 - 50 mm

Arbeitskanal / Working channel	blau / blue	rot / red	schwarz / black	orange / orange	grün / green	grau / grey	magenta / magenta
-	*.01	*.02	*.03	*.04	*.05	*.06	*.07
X	*.01	*.02	*.03	*.04	*.05	-	-
X	** .11	** .12	** .13	** .14	** .15	-	-